

# 加熱器具の使い方

## アルコールランプの使い方

## 実験用ガスコンロの使い方



順番におこなおうね



実験用ガスコンロを使っても安全に実験できるよ

**1 点けんとじゅんびをする** ● ガラスにひびが入っていないか。● アルコールは八分目くらいまで入っているか。● もえがら入れやぬらしたぞうきんをじゅんびしているか。

**2 火をつける**  
 ふたをとる。 マッチをする。 火を近づける。  
 ひとのいないほうに向ける。  
 ぬらしたぞうきん 水か、すなを入れておく。

**3 火を消す**  
 ふたをななめ上からしずかにかぶせて火を消す。  
 火が消えたら、ふたを一度あげ、ふたたびふたをする。

**1 点けんをする**  
 ガスボンベを正しくとりつける。  
 切りこみのところを上にする。

**2 火をつける**  
 カチッと音がするまで調節つまみを回して、火をつける。  
 調節(ちょうせつ)つまみ

**3 火を調節する**  
 調節つまみを回して、ほのおの大きさを調節する。

**4 火を消す**  
 調節つまみを回して、火を消す。

